





## Scheda Tecnica **TASCA MONOUSO ADESIVA PORTADOCUMENTI**




p.e. tasca utilizzata per alloggiamento di più etichette per tracciabilità



p.e. tasca utilizzata per alloggiamento della check list dello strumentario chirurgico

<b>Produttore:</b>	C.B.M. SRL
<b>Origine del prodotto:</b>	Made in Italy
<b>Prodotto:</b>	Tasca monouso adesiva portadocumenti per container riutilizzabili per la sterilizzazione a vapore
<b>Norme di Qualità:</b>	UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 13485:2016
<b>CND e RDM:</b>	non applicabile
<b>Materiale:</b>	Carta plastificata e adesivo per alte temperature
<b>Metodo sterilizzazione compatibile:</b>	Vapore
<b>Vita operativa:</b>	Monouso
<b>Materiali compatibili con adesivo:</b>	Alluminio e acciaio inossidabile
<b>Confezione:</b>	500 pz. (5 sacchetti da 100 pz. cad.)
<b>Conservazione:</b>	Si suggerisce uno stoccaggio al riparo da polvere, umidità, calore e luce diretta

Art.	Q.tà	Descrizione	Immagine
TP02 	500	TASCA ADESIVA PORTA DOCUMENTI per container  Dim. utili alloggiamento 165x65 mm	

### Utilizzo:

La tasca monouso adesiva portadocumenti consente di alloggiare comodamente all'esterno del container la check list dello strumentario chirurgico o le etichette di tracciabilità. In questo modo si evita che eventuali residui di inchiostro di stampa, potenzialmente dannosi, possano trasferirsi sugli strumenti o sulle pareti interne del container. Inoltre, l'utilizzo della tasca evita che la check list possa ostacolare la penetrazione del vapore all'interno del container.

C.B.M. S.r.l. si riserva di apportare ai propri prodotti quelle modifiche migliorative che ritiene necessarie ed utili senza pregiudicare le caratteristiche essenziali di funzionalità e sicurezza.