



C.B.M. SRL A Socio Unico
Via Castello 10/A
26038 Torre de' Picenardi (CR) – Italy
T: 0375 394 095 – F: 0375 394 098
vendite@cbm-srl.com – www.cbm-srl.com

Medical Equipment

Scheda Tecnica

CESTI IN LAMIERA PERFORATA serie MINI



Produttore:	C.B.M. SRL
Origine del prodotto:	Made in Italy
Conformità:	Regolamento 2017/745/UE “Dispositivi Medici”, classe I
Norme di Qualità:	UNI EN ISO 13485:2021
Garanzia:	24 mesi
Tipo di confezionamento:	container ed imballo morbido
Modalità di sterilizzazione:	Vapore e Bassa Temperatura
Pezzi per confezione:	1
Confezionamento primario:	sacchetto singolo in polietilene con etichetta informativa per imballo

Caratteristiche tecniche:

- Il corpo ed il coperchio sono interamente realizzati in acciaio inossidabile AISI304
- luce perforazione della lamiera impiegata: 4x4 mm per il fondo ed il coperchio al fine di permettere una migliore penetrazione dell'acqua nelle fasi di lavaggio, 2x2 mm sui lati del cesto al fine di prevenire la fuoriuscita dello strumentario appuntito
- grazie alla superficie liscia, all'assenza di spigoli ed agli angoli arrotondati, il cesto garantisce la massima sicurezza per l'operatore durante la movimentazione
- predisposizione per il fissaggio del coperchio posta su due lati del cesto
- sistema di chiusura a cricchetto, pratica e sicura
- peso estremamente contenuto grazie alla speciale tecnica produttiva. Questa caratteristica garantisce un elevato confort durante la movimentazione ed alte performance nella fase di asciugatura nelle macchine di lavaggio automatico
- il processo di lavaggio è ulteriormente agevolato dal fatto che il cesto è privo di zone d'ombra
- finitura elettrolucidata per evitare che le alte temperature di sterilizzazione ne alterino il colore e per agevolare il processo di asciugatura inibendo la formazione di ristagni d'acqua. La capacità di drenaggio dell'acqua è aumentata dalla superficie liscia del cesto che ne facilita la fuoriuscita



Utilizzo:

I MINI cesti in lamiera perforata sono utilizzati per il posizionamento di piccoli dispositivi medici da processare. Si adattano perfettamente alle esigenze di ogni reparto e sono indispensabili nei processi di decontaminazione, lavaggio, sterilizzazione e trasporto. La luce di perforazione della lamiera impiegata è 4x4 mm per fondo e coperchio al fine di permettere una migliore penetrazione dell'acqua nelle fasi di lavaggio e 2x2 mm sui lati del cesto al fine di prevenire la fuoriuscita degli strumenti appuntiti. Hanno superfici lisce e smusse per garantire la massima sicurezza durante la movimentazione ed evitare qualsiasi possibilità di rottura degli imballi utilizzati per la sterilizzazione (pacco morbido in carta, buste, ...). Per quanto riguarda il processo di sterilizzazione in autoclave, i cesti possono essere imbustati o posizionati in container, oppure utilizzati senza imballo per un immediato impiego del dispositivo sterilizzato.

Codici e dimensioni:

Articolo	Dimensione (L. x l. x h.)	Note
76E	280 x 110 x 40 h	
76D	267 x 125 x 49 h	c/maniglia sul coperchio
77M	270 x 170 x 35 h	c/maniglia sul coperchio
77/2CP	200 x 170 x 35 h	c/maniglia sul coperchio
63M	220 x 50 x 35 h	
63J/1	200 x 80 x 50 h	
63J	200 x 80 x 35 h	
63J/DE	150 x 80 x 30 h	
67SV	135 x 170 x 35 h	c/maniglia sul coperchio
63D/2	170 x 100 x 40 h	c/spazio marcatura L=90mm su lato lungo
63DF	170 x 100 x 25 h	
63E/1	170 x 50 x 50 h	
63E	170 x 50 x 30 h	
63T/3	170 x 50 x 25 h	
63N	120 x 40 x 25 h	
64	100 x 80 x 30 h	
65D	90 x 60 x 50 h	
67SM	135 x 170 x 35 h	
63H/1F	90 x 50 x 30 h	
62D	60 x 60 x 20 h	

dimensioni indicative in mm

A seconda delle dimensioni, i cesti possono essere utilizzati in accoppiamento con una serie di supporti in silicone per il fissaggio stabile e sicuro dei ferri chirurgici durante i processi di decontaminazione, lavaggio, sterilizzazione e trasporto.

Per maggiori informazioni sulla gamma di supporti disponibili è necessario consultare il catalogo completo "Sistemi per servizi di sterilizzazione"

Link per scaricare il catalogo completo "Sistemi per servizi di sterilizzazione":

[http://www.cbm-srl.com/arearis/catalogs/STERILIZATION CATALOGUES//Catalogo_CONTAINER_ITA_ESP_Ed.2 \(06-19\).pdf](http://www.cbm-srl.com/arearis/catalogs/STERILIZATION CATALOGUES//Catalogo_CONTAINER_ITA_ESP_Ed.2 (06-19).pdf)